

# Resuscytator worek ambu silikonowy dla dorosłych wielokrotnego użytku

Kod produktu: AU200



Worek AMBU silikonowy do sterylizacji składa się z:

1. worka samorozprężalnego
2. zaworu ze zbiornikiem tlenu
3. zastawki pacjenta
4. maski
5. przewodu tlenowego
6. ustnika

Parametry techniczne

Resuscytator przeznaczony do stosowania u osób dorosłych o minimalnej masie ciała 30 kg.

Pozycja	Materiał	Specyfikacja
Zawór ciśnieniowy (bezpieczeństwa)	PSF, Silikon	Zawór W / POP-OFF 60 cmH2O
Zawór PEEP	PSF, Silikon	5~20cmH2O
Worek wentylacyjny - pojemność	Silikon	1500 ml
Wszystkie zawory dolotowe w jednym zestawie	PSF, Silikon	-
Rezerwuar tlenu/ worek	Silikon	2000 ml
Maska	Silikon	Model 10115
Przewód tlenowy	PVC	Model 30200

- temperatura pracy: -18 ° C ~ 50 ° C
- temperatura przechowywania: -40 ° C ~ 60 ° C
- opór na wdech:  $\leq 5$  cmH2O @ 50 LPM
- opór na wydech  $\leq 5$  cmH2O @ 50 LPM
- peep valve : 5~20 cmH2O
- zawór POP-OFF: uwalniany gdy ciśnienie  $\geq 60$  ml H2O
- martwa przestrzeń < 6 ml

- spodziewana wielkość dostawy: do 675 ml
- wymiary produktu po złożeniu: 630 mm (długość) x 140 mm (szerokość) x 150 mm (wysokość)
- waga: <500 gram

#### Zalety stosowania:

- posiada zastawkę uniemożliwiającą cofanie się powietrza do wnętrza worka
- wykonany z wysokiej jakości silikonu co pozwala na sterylizację w autoklawie w temperaturze 134 ° C lub 273 ° F
- wszystkie części wykonane z silikonu mogą być dezynfekowane przy użyciu powszechnie używanych środków do dezynfekcji narzędzi silikonowych lub z tworzywa sztucznego
- rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe
- specjalna faktura powierzchni worka gwarantuje pewny i wygodny uchwyt w każdych warunkach
- nie zawiera latexu
- posiada pięcioletnią gwarancję producenta od daty produkcji
- maska dla dorosłych, obracana o 360 stopni
- przezroczysty zgodnie z standardowymi wymogami
- dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100%

**Ważne:** przed użyciem worka samosprężalnego AMBU należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie niżej podanych środków ostrożności i wskazówek zawartych w instrukcji może spowodować nieprawidłową wentylację pacjenta lub uszkodzenie resuscytatora.

#### Ostrzeżenia i wskazówki :

- przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel
- przed użyciem produktu należy sprawdzić działanie produktu
- nie wolno używać produktu w toksycznej atmosferze
- nie wolno używać olejów, smarów ani żadnych substancji na bazie węglowodorów na jakiegokolwiek części produktów,
- nie palić podczas pracy przy urządzeniu
- nie demontować zaworu W / POP-OFF
- aby uzyskać jak najlepsze działanie tego produktu, należy używać go w ciągu 5 lat od daty produkcji
- może być używany przy szczepieniach jako zestaw antywstrząsowy (przeciwstrząsowy)